

TENS Y ELECTROESTIMULACION

Manual de Usuario



T2

Tabla de Contenido

Finalidad de Uso	2
Zonas de trabajo	2
Contraindicaciones	2
Medidas de Seguridad	3
Generalidades y Consejos	3
Especificaciones Generales	4
Partes del equipo	6
Recomendaciones de uso	7
Modo de uso	7
Aplicación	7
Tratamiento del dolor	7
Tiempo de tratamiento	8
Funcionamiento del equipo	8
Aplicación de electrodos en tipo de Onda Tens	9
Dolores dorsales	9
Ciática	9
Contracción en la región de la nuca	9
Dolores de espalda	9
Dolores de codo	9
Dolores de rodilla	9
Dolores de dedo	10
Dolor de la región del antebrazo	10
Dolores de miembro fantasma	10
Limpieza y desinfección	11
Limpieza de electrodos	11
Servicio técnico	11
Garantía	12
Advertencias	12
Simbología	14

Finalidad de Uso

El TENS (Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea) es un tipo de electroestimulador diseñado específicamente para estimular los nervios a través de la piel mediante corrientes de baja intensidad.

Su función por medio de impulsos eléctricos generados por el TENS interfiere con las señales de dolor que viajan al cerebro, reduciendo la percepción del dolor en la zona tratada. Su corriente es lo suficientemente suave para ser segura, pero suficientemente potente para activar las fibras nerviosas y bloquear eficazmente la transmisión del dolor.

A diferencia de otros electroestimuladores que pueden estar enfocados en la estimulación muscular o la rehabilitación, el TENS se especializa exclusivamente en el alivio del dolor, proporcionando una solución no invasiva y efectiva.

Zonas de trabajo

- Brazos
- Abdomen
- Espalda
- Glúteos
- Piernas

Contraindicaciones

- Embarazo
- Cáncer
- Epilepsia
- Trayectos varicosos
- Marcapasos



Escanea el Código QR con tu dispositivo móvil que te llevará directamente a nuestra página web donde encontrarás toda la información referida al equipo y sus tratamientos.

Medidas de Seguridad

Observar las precauciones sencillas que se sugieren en esta sección del manual del usuario, puede ayudar a obtener muchos años de uso y operación segura.

- **Leer las instrucciones.** Todas las instrucciones de operación y seguridad deben ser leídas antes de operar este equipo
- **Accesorios:** Utilice accesorios originales u homologados por el fabricante para evitar peligros y/o daños al profesional o al equipo
- **Limpieza:** Desconecte el equipo del tomacorriente antes de limpiar. Mantenga limpio el equipo utilizando un paño seco. No utilice limpiadores en aerosol o líquidos
- **Equipo Clase I:** Los equipos Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad NO LAS ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. Use solo el cable y la ficha provista
- Para su seguridad la instalación debe estar provista de conexión a tierra, de no ser así, realice la adecuación con personal especializado
- La instalación eléctrica del local de instalación, donde se utilice el equipo, debe cumplir con las normativas vigentes locales

Su equipo ha sido fabricado y probado pensando en su seguridad. Sin embargo, el uso incorrecto puede resultar en electrocución o riesgo de incendio.

Generalidades y Consejos

- El equipo debe ser ubicado lejos de fuentes de calor como radiadores, estufas, cocinas u otros productos que produzcan calor
- Evitar la exposición a luz solar directa ya que la misma produce envejecimiento y coloración amarillenta sobre el gabinete
- Evitar el contacto con polvo, la humedad, las vibraciones y los choques fuertes
- El cable de alimentación debe ser colocado de manera que no sea pisado al caminar, o cortado por objetos alrededor, prestando especial atención a la ficha del cable, al tomacorriente y al punto de donde sale del equipo
- NUNCA tocar el tomacorriente con las manos mojadas
- Al guardar los cables, tener especial cuidado de no doblarlos excesivamente ni ejercer una fuerza excesiva a fin de prolongar su vida útil
- Se recomienda revisar periódicamente la integridad de las aislaciones de los cables de conexión, gabinete y accesorios en general
- Apagado del equipo: al retirarse del consultorio, se deberá apagar el interruptor rojo del equipo para su correcto apagado

Sin embargo, el medio fehaciente de desconexión de todos los polos es la ficha de alimentación

Especificaciones Generales

Especificaciones Técnicas

Canales	2
Forma de Onda	Pulso Cuadrado Asimétrico
Amplitud de pulso	Regulable entre 0 y 60 mA. de pico sobre 500 ohm de carga.
Frecuencia de pulso	<ul style="list-style-type: none">• TENS: Regulable entre 2 y 120 P.P.S. (pulsos por segundo)• Electro estimulación: Regulable entre 10 y 500 P.P.M. (pulsos por minutos)
Ancho de pulso	<ul style="list-style-type: none">• TENS: Regulable entre 40 y 250 μs• Electro estimulación: Regulable entre 500 y 2000 μs
Dimensiones	20x9x18 cm
Peso	1,9 kg

Especificaciones Eléctricas

Alimentación	220 VCA @ 50/60 Hz
Consumo máximo	7,48 W
Consumo aproximado en reposo	7,26 W
Consumo mínimo	7,48 W
Fusible	1 A – Acción rápida
Grado de protección contra la penetración de líquidos	IPX0

Condiciones Ambientales De Almacenamiento Y Transporte

Temperatura	Entre 5 °C y 50 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Condiciones Ambientales De Uso

Temperatura	Entre 5 °C y 25 °C
Humedad Relativa	De 20% a 90%
Presión Atmosférica	De 600 a 1060 hPa

Incluye:

- 2 cables de electroestimulación de dos salidas
- 4 electrodos de electroestimulación de 5 cm
- 4 electrodos de electroestimulación de 9 cm
- 1 banda elástica con abrojo de 70 cm
- 1 banda elástica con abrojo de 110 cm
- 1 bolso pequeño
- Manual de usuario

Partes aplicables

- 2 cables de electroestimulación de dos salidas
- 4 electrodos de electroestimulación de 5 cm
- 4 electrodos de electroestimulación de 9 cm
- 1 banda elástica con abrojo de 70 cm
- 1 banda elástica con abrojo de 110 cm

El periodo útil del producto es de 5 años

Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones, que cumpla con las leyes nacionales en vigor en el país de instalación

Partes del equipo



Recomendaciones de uso

Modo de uso

Para asegurar una correcta transmisión de la corriente durante la electroestimulación con el equipo Tens, es fundamental utilizar un medio conductor entre los electrodos de goma y la piel. Se pueden emplear dos métodos principales: aplicar un paño humedecido con agua o colocar un gel neutro directamente sobre los electrodos.

- Aplique los electrodos en la zona correspondiente con un poco de gel para mantener una capa húmeda entre el electrodo de goma y la piel. Sujete los electrodos con las bandas elásticas y conecte los electrodos al equipo.
- Ajuste la perilla de ancho de pulso al mínimo y configure la frecuencia (impulsos por segundo) según lo recomendado para cada caso en particular.
- Los pulsos anchos deben utilizarse solo en casos de baja sensibilidad nerviosa o muscular.
- Encienda el equipo y aumente gradualmente la amplitud hasta sentir una sensación de hormigueo, pinchazos, adormecimiento local o calor. Evite provocar ardor o dolor al ajustar la amplitud.

Aplicación

Instale y opere el equipo de acuerdo con los requisitos indicados en el manual

- La persona en tratamiento debe estar siempre a la vista del operador
- Tenga cuidado en las zonas con muchas venas superficiales
- No mojar la zona tratada con agua caliente
- Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños

Temporalmente puede aparecer:

- Enrojecimiento de la piel en la zona tratada después de la sesión que suele durar desde unos minutos a horas
- Tirantez en la zona en la que se lleva a cabo la sesión y que suele durar, al igual que el enrojecimiento, un corto período de tiempo



¡ATENCIÓN! Este equipo debe ser utilizado o supervisado de forma continua por un profesional idóneo y capacitado en cuanto a su uso y aplicaciones.

Tratamiento del dolor

En el caso de tratamientos para el dolor, se recomienda mantener la estimulación durante uno o dos minutos, tiempo durante el cual se espera que disminuyan las sensaciones de hormigueo, entre otras. Después de este período, se puede aumentar gradualmente la amplitud hasta que se sienta nuevamente el hormigueo. Los tiempos necesarios para sentir alivio pueden variar de 5 a 15 minutos, e incluso menos en algunos casos.

Después de la aplicación, es posible que el alivio del dolor se prolongue durante varias horas. En algunos casos, la estimulación puede ser necesaria de forma permanente para mantener el alivio.

En cuanto a la frecuencia de uso, para algunos casos, se recomienda utilizar el equipo durante aproximadamente 2 o 3 veces al día, con sesiones de aproximadamente 2 horas cada una. Con el paso de varios días, es posible reducir la duración de las sesiones a unos 30 minutos diarios, dependiendo de la evolución y respuesta de cada persona.

Tiempo de tratamiento

Tanto la cantidad como el tiempo de cada sesión, dependerá de lo indicado por el profesional calificado.

Todo consejo aquí presentado es de carácter general, en cualquier caso, será el profesional calificado quien deberá adecuar el uso del equipo a cada persona y a su propia evolución.

Funcionamiento del equipo

Antes de poner en marcha el equipo leer las recomendaciones enumeradas al comienzo de este manual

- Antes de encender el equipo verifique que el cable de línea de alimentación se encuentre enchufado a un tomacorriente con red de 220 V y al equipo
- Verificar que el equipo no se encuentre apoyado contra la pared, ya que esto no permitirá la correcta ventilación del sistema, disminuyendo la eficiencia de este

Los equipos de la Clase I poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. **No las elimine** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas. No obstruir las ventilaciones.

Aplicación de electrodos en tipo de Onda Tens

Dolores dorsales

Los electrodos se colocan en la región dolorosa a ambos lados de la columna vertebral, con la posibilidad de ajustar la distancia entre ellos según sea necesario. La frecuencia recomendada para la estimulación varía entre 30 y 100 Hz (impulsos por segundo).

Cuando se colocan cerca de la nuca, pueden aliviar dolores de brazos (ver FIG 1). Por otro lado, si se ubican en la región lumbar, pueden reducir los dolores de piernas (ver FIG 2). También es posible utilizar frecuencias más bajas, entre 1 y 10 Hz, las cuales tienen la capacidad de liberar sustancias anti dolor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en ciertas personas esta frecuencia puede resultar molesta e incluso poco soportable.

Ciática

El electrodo superior se coloca sobre la región dolorosa, permitiendo a la persona elegir la posición más cómoda. Por otro lado, el segundo electrodo se coloca detrás de la rodilla o en la planta del pie, específicamente detrás de los dedos.

La frecuencia recomendada para este tipo de estimulación es de 100 Hz. Después de un periodo de 5 a 10 minutos, es probable que comience a disminuir la sensación de dolor.

Contracción en la región de la nuca

Dolores causados por la fatiga de las vértebras cervicales. Se recomienda utilizar una frecuencia de 100 Hz

Dolores de espalda

En general, estos dolores suelen ser resultado de contracciones musculares. La ubicación de los electrodos puede variar dependiendo de la zona dolorosa específica. Se recomienda utilizar una frecuencia de 100 Hz para la estimulación, y esta puede alternarse con un masaje eléctrico a 10 Hz para un tratamiento más completo.

Dolores de codo

La frecuencia suele estar en el rango de 80-100 Hz para el alivio del dolor.

La persona debe sentir una sensación de hormigueo o pulsación en el codo sin llegar a ser doloroso. La duración del tratamiento puede variar, pero generalmente suele ser de 15 a 30 minutos por sesión.

Es común colocar un electrodo en la parte externa del codo (epicóndilo lateral) y otro en la parte interna (epicóndilo medial). También, puede probar diferentes posiciones según la ubicación exacta del dolor.

Dolores de rodilla

Se puede colocar un electrodo sobre la parte frontal de la rodilla y otro en la parte posterior, o también probar diferentes posiciones según la ubicación exacta del dolor.

Para el tratamiento del dolor de rodilla, la frecuencia suele estar en el rango de 80-100 Hz. Al iniciar el tratamiento, se debe asegurar el sentir una sensación de hormigueo o pulsación en la rodilla sin llegar a ser doloroso. La duración del tratamiento puede variar, pero generalmente suele ser de 15 a 30 minutos por sesión.

Dolores de dedo

Para el tratamiento de dolores en los dedos, la frecuencia suele estar en el rango de 80-100 Hz. Al iniciar el tratamiento, se debe asegurar el sentir una sensación de hormigueo o pulsación en la rodilla sin llegar a ser doloroso. La duración del tratamiento puede variar, pero generalmente suele ser de 15 a 30 minutos por sesión.

Se puede colocar un electrodo en el lado dorsal (parte superior) y otro en el lado palmar (parte inferior) del dedo afectado.

Dolor de la región del antebrazo

Puedes colocar un electrodo en la parte superior del antebrazo y otro en la parte inferior, o también puedes probar diferentes posiciones según la ubicación exacta del dolor.


Para el tratamiento del dolor en la región del antebrazo, la frecuencia suele estar en el rango de 80-100 Hz.

Una vez configurado, inicia el tratamiento y asegúrate de sentir una sensación de hormigueo o pulsación en la región del antebrazo sin que resulte doloroso. La duración del tratamiento puede variar, pero generalmente suele ser de 15 a 30 minutos por sesión.

Dolores de miembro fantasma

Coloca los electrodos en las áreas donde se siente el dolor del miembro fantasma. Es posible que desees probar diferentes posiciones para encontrar la ubicación más efectiva. Los electrodos se pueden colocar en la parte residual del miembro, en los puntos donde se sienta el dolor referido o en los nervios cercanos.

Para el tratamiento del dolor del miembro fantasma, la frecuencia generalmente está en el rango de 80-100 Hz.



Limpieza y desinfección

- La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con un paño seco
- La desinfección se puede efectuar con alcohol isopropílico o similar. En caso de requerir desinfección más profunda se puede efectuar con óxido etileno a un máximo de 45 °C
- El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere, se puede efectuar un control periódico en fábrica.
- No se puede esterilizar en autoclaves de vapor

Limpieza de electrodos

- Para garantizar el correcto funcionamiento del electrodo de goma y prolongar su vida útil, es recomendable limpiar con un paño humedecido en agua después de cada uso

Servicio técnico

Si se ignoran estas advertencias, se podría poner en riesgo de forma irreversible la seguridad general del sistema, lo cual puede resultar peligroso para el operador, las que reciben el tratamiento y el entorno.

- El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL SRL o un servicio autorizado expresamente para tal fin
- **NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO.** No intente dar servicio a este equipo usted mismo, abriendo o retirando las cubiertas, puede exponerse a voltajes peligrosos u otros riesgos
- Desenchufe el equipo del tomacorriente y solicite servicio a personal calificado bajo las siguientes condiciones:
 - Si el cable de alimentación o enchufe están dañados
 - Si el equipo ha sido expuesto a la lluvia o al agua
 - Si el equipo no funciona normalmente al seguir las instrucciones de operación indicadas en el manual
 - Si el equipo se ha caído o el gabinete ha sido dañado
 - Cuando el equipo muestre cambios en su funcionamiento

Garantía

El equipo fabricado por TEXEL SRL, tiene cobertura de garantía por el término de **2 años**

- La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL SRL, a un distribuidor o representante autorizado
- Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica
- Durante el periodo de la garantía, es importante guardar el embalaje original del equipo. Cualquier traslado debe realizarse utilizando el embalaje original, junto con su correspondiente protección interna, para garantizar su integridad durante el transporte
- La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas. De esta manera, los gastos del transporte corren por cuenta del fabricante
- La validez de la garantía quedará anulada si el equipo ha sido objeto de modificaciones, golpes, uso inadecuado, esfuerzos inapropiados, reparaciones realizadas por personal no autorizado o si ha sido conectado a una instalación eléctrica defectuosa. Esto incluye variaciones en la tensión de la red que excedan los límites de tolerancia, así como voltajes incorrectos, independientemente de su origen. Por consiguiente, todos los gastos relacionados con el envío del equipo al servicio técnico oficial de TEXEL SRL correrán a cargo del comprador

Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, distribuidor o servicio técnico autorizado.

Advertencias

Disponición final: No desechar el equipo, como así tampoco ninguno de sus accesorios junto con los residuos domésticos. Consulte las normas vigentes para la correcta eliminación. Es responsabilidad del usuario del aparato entregarlo en un punto de recolección designado para reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos o comunicarse con el fabricante o el representante autorizado del fabricante para proceder a su eliminación de una manera segura y ecológica



- A la hora de cambiar los fusibles, hágalo por iguales a los originales en cuanto a tipo y clase. Es para mantener la protección contra el riesgo de fuego
- Haga controlar el equipo 1 vez al año
- Incompatibilidades con otros equipos: la operación del equipo en cercanías a un aparato de terapia por ondas cortas o microondas puede traer aparejada inestabilidad en la forma de onda de salida y en los indicadores de funcionamiento, ocasionando daños en el equipo



- Durante su uso, no colocar en vecindades a otro equipo generador de calor
- Este equipo no afecta ni se ve afectado en su funcionamiento por potenciales electromagnéticos u otras interferencias entre equipos

Este equipo si no se instala o no se usa de acuerdo con las instrucciones puede producir interferencias perjudiciales para otros equipos cercanos. No obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. La interferencia particular para otros aparatos se puede determinar encendiendo y apagando este equipo. Para corregir la interferencia, el usuario dispone de las siguientes alternativas: reubique el aparato receptor, aumente la separación entre los equipos, conecte el equipo en un enchufe diferente del que están conectados los otros equipos y/o consulte con el departamento técnico de fábrica.

Simbología

	Encendido		Frágil
	Apagado		Posición de transporte y almacenamiento
	Tierra de protección: conexión del equipo al conductor de protección a tierra		Proteger de la lluvia
	Equipo de Clase I con protección contra descargas eléctricas y parte aplicada Tipo B (IEC 60601-1)		Fusible
	Este símbolo recuerda que es obligatorio leer cuidadosamente toda la documentación y los manuales suministrados con el producto médico antes de realizar cualquier operación		Fabricante
	Advertencia, consulte los documentos adjuntos		Número [n] máximo de cajas que pueden apilarse de manera segura.
	Respete las normas de aplicación de su municipalidad para el desecho del equipo médico		Condiciones de temperatura de transporte y almacenamiento
	Corriente alterna		Condiciones de humedad de transporte y almacenamiento
	Fecha de fabricación		Condiciones de presión de transporte y almacenamiento
	Advertencia: Tensión peligrosa. Riesgo de choque eléctrico		
	Número de Serie		



www.texel.com.ar



 Pichincha 54 Bis,
2000 Rosario, Argentina.

 info@texel.com.ar

 +54 9 341 3022075

 +54 0341 4397575